

Den uppgradering du har väntat på

Ponto 5 SuperPower erbjuder alla de senaste fördelarna med ett öppet ljudlandskap för en unik upplevelse

Produktinformation	Ponto 3 SuperPower	Ponto 5 SuperPower	Varför uppgradera till Ponto 5 SuperPower?
Anpassningsområde	Ner till 65 dB HL BC	Ner till 65 dB HL BC	
Mått (L x B x H)	34 x 21 x 14 mm	31 x 21 x 15 mm <i>Världens minsta SuperPower-enhet</i>	
Vikt (utan batteri)	17 g	20 g	
Hårdvarucertifiering (inklusive batterifack)	IP57	IP57	
Batterityp	675P	675P	
Frekvensområde	260 Hz – 9.5 kHz	200 Hz – 9.5 kHz	
LED-lampa	–	✓	
Tryckknapp	Volymratt och tryckknapp	Dubbel tryckknapp	
Prestanda			
BrainHearing™-teknik	✓	✓	Alla Pontomodeller hjälper hjärnan att tolka ljud för betydligt bättre talförståelse/taluppfattning.* ¹
Open sound experience	–	OpenSound Navigator™ <i>För ett ljudlandskap i 360°</i>	För en verkligt öppen och balanserad ljudupplevelse med tillgång till ljud i 360 vilket har bevisats ge en betydligt förbättrad talförståelse.* ¹
	–	OpenSound Optimizer™ <i>Upptäcker och förebygger hörbar återkoppling**²</i>	För 5 dB stadigare förstärkning – mer ljud, inte mindre, hela dagen.** ²
Brusreduktion	TriState Brusreduktion	OpenSound Navigator <i>Exakt analys av ljudmiljön för ultrasnabb brus borttagning</i>	Tillåter användare att smidigt flytta mellan olika miljöer, för en betydligt förbättrad talförståelse.* ¹
Återkopplingshantering	Inium Sense återkopplingskydd	Feedback shield LX	Feedback shield LX hanterar återkoppling med traditionella metoder.
	–	OpenSound Optimizer <i>Upptäcker och förebygger hörbar återkoppling**²</i>	Förebygger hörbar återkoppling utan att minska förstärkningen. Upp till 5 dB mer stabil förstärkning utan risk för återkoppling.** ²
Riktverkan	FreeFocus <i>Traditionell riktverkan</i>	–	Ponto 5 SuperPower använder OpenSound Navigator istället för traditionell riktverkan.
Teknikplattform	Inium Sense <i>15 frekvenskanaler</i>	Velox S™ <i>50 gånger snabbare databehandling än Inium Sense. Enastående upplösning med 64 frekvenskanaler. Ny akustikmätning 56 000 per sek. tillåter OpenSound Optimizer</i>	Velox S är Oticon Medicals snabbaste och mest avancerade teknikplattform som klarar av att följa med i samtal med flera talare, även i bullriga miljöer.
Specialprogram	–	Tre specialprogram <i>Tal i brus, Komfort, Musik</i>	Olika program för olika lyssningsmiljöer.
Anslutning och strömning			
Stereo-streaming	Via Oticon Medical Streamer	2.4 GHz Bluetooth® Low Energy	Ansluts till Oticon ON-appen och ConnectClip för användare att styra ljudprocessorn, ringa och ta emot handsfree telefonsamtal, streama musik m.m.
Made for iPhone®	–	✓	Direkt anslutning till iPhone för att prata i telefon, streama musik och video direkt i hörapparaterna.
ConnectClip	–	✓	Streama direkt från alla moderna smarttelefoner, anslut till laptop via USB-dongel och använd som fjärrmikrofon.
EduMic	–	✓	Streama samtal på 20 m avstånd med åtkomst till FM, telespole och telefonjack.
Remote Control-appen	✓ <i>Oticon Medical Streamer och ConnectLine app</i>	✓ <i>Via Oticon ON-appen eller Remote Control 3.0</i>	Diskret hantering av volym, program och anslutning.
TV Adapter	✓ <i>Via Oticon Medical Streamer och TV Adapter 2.0</i>	✓ <i>TV Adapter 3.0</i>	Streama stereoljud direkt från TV:n.
Appar			
Oticon RemoteCare-appen	–	✓	Möjliggör möten på distans, justeringar och uppgraderingar i bekvämligheten av användarnas egna bostäder eller i andra ljudmiljöer som de vill justera.
Control-appen	ConnectLine-appen via Oticon Medical Streamer	Oticon ON-appen	Funktioner som bara finns i Oticon ON-appen: Diskret volym- och programkontroll. Innehåller funktionen "Hitta min Ponto" och åtkomst till HearingFitness™, och Hearing Guide.
Support- och guide-app	Ponto Care-appen	Ponto Care-appen	Hjälper användare från utprovning till eftervård för en optimal upplevelse.
Tillbehör			
Softband och SoundConnector	✓	✓	Tillgång till Ponto för personer som är för unga eller som inte kan genomgå operation. Användare kan prova Ponto innan de bestämmer sig.
Säkerhetslina	✓	✓	Skyddar mot förlust och skador på ljudprocessorn.
Petsäkert batterifack	✓	✓	Förhindrar att batteriluckan öppnas av misstag.
Skal och klistermärken	✓	✓	Personlig anpassning.
Anpassning			
Trådlös anpassning	–	✓	Anpassa Ponto med Noahlink Wireless.
Remote fitting	–	✓ <i>Oticon RemoteCare-appen</i>	Användare kan delta i möten online och får programmering och justering utförda på distans.
NAL-NL 1 BC	✓	✓	Välj den mest relevanta anpassningsmetoden för användaren.
DSL BC	✓	✓	

¹ Data på arkiv hos Oticon Medical - Klinisk studie BC109.

² Data på arkiv hos Oticon Medical.

* Ökad talförståelse i jämförelse av prestanda med OpenSound Navigator i läget PÅ och AV.

** Enligt föreskrivna anpassningar, bästa praxis och vid normal användning.

Apple, Apple-loggan, iPhone®, iPad® och iPod touch® är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc.