

System för cochleaimplantat

Neuro 2

Stay connected



oticon
MEDICAL

Stay connected

Att ansluta till dagens digitala värld är en viktig del av vår dagliga kommunikation och livskvalitet, från att besvara ett samtal på mobilen till att videochatta och titta på TV.

Konnektivitet med Neuro 2

Njut av fördelarna med digital streaming till din ljudprocessor och förvandla din Neuro 2 till ett personligt trådlöst headset med hjälp av trådlösa anslutningslösningar. Dessa lösningar utökar dina digitala kommunikationsmöjligheter till telefonsamtal, enskilda samtal i bullriga miljöer, titta på TV, lyssna på musik, videosamtal och mycket mer.

Börja med den lösning som är bäst för dig och lägg sedan till mer efter behov. Prata med din audionom eller representant från Oticon Medical för att få veta mer.



Fjärrkontroll



Mobil



TV



Mikrofon



Dator



Telefon



Musik



FM



Minijack



Teleslinga



App

En enhet för att ansluta allt


Med Oticon Medical Streamer XM får du åtkomst till ett brett utbud av elektroniska enheter och trådlöst överföra ljud till din Neuro 2.

Streamern bärs runt halsen och har tre knappar för de viktigaste funktionerna: Telefon, TV och mikrofon. Med hjälp av 2.4 GHz Bluetooth-teknologi kan den användas med praktiskt taget alla Bluetooth®-enheter, inklusive iPhone®, iPad®, iPod touch® samt Android™ mobiltelefoner och surfplattor.


Personlig fjärrkontroll

Streamern fungerar även som en fjärrkontroll för din Neuro 2-ljudprocessor för att enkelt byta program, justera volymen eller stänga av ljudet omkring dig.

Made for
 iPhone | iPad | iPod



Smart kontroll från din smartphone




Använd ConnectLine-appen för att styra överfört ljud till din Neuro 2

Med bara några svep och klick kan du använda appen för att ändra volym och program på din ljudprocessor, växla mellan olika ljudkällor som TV och musik och stänga av ljuden omkring dig. Hämta ConnectLine-appen gratis i App Store® eller Google Play™.



Apple, Apple-logotypen, iPhone, iPad och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke för Apple Inc. Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC.



Streama samtal trådlöst

Neuro 2 som ditt personliga headset

Mobiltelefon

Med hjälp av Bluetooth-teknik och Streamer kan du streama samtal på din mobiltelefon till din ljudprocessor. Ring upp eller svara på samtal på din telefon eller direkt på Streamern och lyssna på samtalet via din Neuro 2. När Streamern fångar upp och överför ditt tal behöver du inte hålla din mobiltelefon nära din mun, vilket ger dig en komplett handsfree-upplevelse.

Videosamtal

Ring videosamtal och överför ljudet direkt till din ljudprocessor från Streamern via din mobiltelefon, surfplatta eller dator.



Fast telefon

ConnectLine-adaptorn fungerar med din fasta telefon och förvandlar din ljudprocessor till ett trådlöst headset. För att besvara ett samtal tryck helt enkelt på en knapp på Streamern eller ConnectLine-appen. Detta innebär att du inte behöver plocka upp luren för att svara och prata i telefon.

Ett system

Alla Neuro 2-lösningar är utformade för att fungera tillsammans. Om till exempel telefonen ringer medan du tittar på TV kan du höra och svara på samtalet. När du avslutar samtalet, återupptar systemet automatiskt det överförda ljudet från TV:n.



Phone Adapter 2.0

Prata och köra – inga problem



Hands-free kommunikation när du kör bil

Prata i telefon

Med Streamern överförs mobilsamtal trådlöst till din Neuro 2 så att du kan ta telefonsamtal i bilen - utan att ta handen från ratten.

Chatta i bilen

Om du pratar med en passagerare under bilturen använder du ConnectLine-mikrofonen. Denna bärs av den person du pratar med och den överför rösten till din ljudprocessor. Med hjälp av mikrofonen behöver ni inte vara vända mot varandra när ni pratar så att du kan hålla ögonen på vägen.

Njut av underhållning, på ditt sätt



Öppna upp en värld av underhållning med uppkoppling till TV, radio, musik och annat

Lyssna på musik och andra ljud

Streamern ger en stabil anslutning till en mängd populära underhållningsappar på din smartphone och surfplatta och låter dig streama från din dator, så att du kan lyssna på musik, ljudböcker och andra ljudkällor direkt genom din ljudprocessor.

Titta på TV

Använd ConnectLine TV-adapter för att streama ljudet från din TV via Streamern till din ljudprocessor. Detta förvandlar din ljudprocessor till ett personligt headset och gör Streamern, eller ConnectLine-appen, till en personlig volymkontroll. TV-adaptorn kan överföra ljud från TV:n till Streamern på upp till 30 meters avstånd så att du kan höra ett TV-program i vardagsrummet från ett annat rum.



TV Adapter 2.0

Var en del av sällskapet



Hör allt viktigt ute på stan

Att höra röster man vill höra på offentliga platser kan vara en utmaning. Ute på stan, på restauranger eller under en föreläsning kan du störas av flera olika ljudkällor runt omkring.

ConnectLine Mikrofon

I bullriga omgivningar kan din konversationspartner bära den lilla, diskreta och trådlösa ConnectLine-mikrofonen för att överföra sin röst till din Neuro 2. På så sätt kan du hänga med i samtalet och fortfarande fokusera på din omgivning. Mikrofonen kan styras från din Streamer och ConnectLine-appen.



ConnectLine och mikrofon



System med slinga

Få åtkomst till system med slinga som biografer, teatrar och föreläsningssalar.

Med Streamerns inbyggda telespole trycker du bara på en knapp på Streamern eller ConnectLine App för att ansluta på platser med teleslinga. Om du bär en Neuro 2 på båda öronen, eller använder en kombination av en kompatibel hörapparat och Neuro 2 kan du njuta av det överförda ljudet till båda öronen.



Lyssna i klassrummet



Neuro 2 som ett trådlöst headset i klassrummet

Om du är en elev eller är beroende av FM av någon annan orsak kan du använda denna funktion i klassrummet, föreläsningssalen eller på andra platser med FM-system via Streamern.

Streamern har ett inbyggt Europlugg uttag som möjliggör anslutning av en Roger-™* eller FM-mottagare. När anslutningen är klar förvandlas ljudprocessorn till ett personligt headset och du behöver inte en särskild FM-lösning för att kunna använda systemet.

Ett annat sätt att streama lärarens röst till din ljudprocessor är via ConnectLine-mikrofonen. Detta är användbart vid föreläsningar och liknande.



Streamer med FM-mottagare

Alternativ för bimodala användare



Överför ljud trådlöst till båda öronen

Om du använder en konventionell hörapparat med din Neuro 2, till exempel Oticon Dynamo eller Oticon Sensei SP, kan du använda Neuro 2-lösningarna med båda. Exempelvis kan du använda Oticon Medical Streamer* och ConnectLine-appen för att kontrollera ljudet från alla dina elektroniska enheter samt effektivt och smidigt skicka ljud både till din hörapparat från Oticon och din Neuro 2. Alla dina volym- och programjusteringar aktiveras på båda enheterna.

Sensei SP och
Neuro 2



Dynamo och
Neuro 2



Because sound matters

Oticon Medical är ett globalt företag inom implanterbara hörsellösningar. Vår målsättning är att ge människor möjligheten att uppleva ljudets magi. Som en del av Demant-koncernen, global ledare inom hörselvård med 14 500 medarbetare i över 130 länder, har vi tillgång till ett av världens mest framstående team inom hörseliforskning och utveckling, de senaste tekniska framstegen och kunskaperna inom hörselvård.

Det ger oss unik kompetens baserad på över 100 år av innovativa lösningar inom ljudbehandling samt årtionden av banbrytande utveckling inom hörselimplantat. I nära samarbete med patienter, läkare och audionomer, utvecklar vi produkter som utgår från patienternas behov. Vi har ett starkt engagemang för att erbjuda nyskapande hörsellösningar och support. Att höra och förstå ljud har en stor betydelse för människors livskvalitet.



Oticon Medical

 NEURELEC
2720 Chemin Saint-Bernard
06220 Vallauris – France
Tel: +33 (0)4 93 95 18 18
FAX: +33 (0)4 93 95 38 01
info@oticonmedical.com