






Förberedelseguide MONO-procedur

Implantatkomponenter och engångsinstrument

		
<p>220701 MONO kirurgikit A: Cannula, B: MONO borr C: Soft healing cap D: Varvräknare</p>	<p>Ø 4 mm eller Ø 5 mm Biopunch Levereras inte av Oticon Medical</p>	<p>M52169 Ponto BHX-implantat, 4 mm, med distans, 9 mm</p>

Instrument för återanvändning

				
<p>M50428 Ljudprocessorindikator</p>	<p>M52143 Mätsticka</p>	<p>M52196 Dissektor (dubbelsidig)</p>	<p>M51695 Distansdon för bormaskin</p>	<p>M51690 Mothållsnyckel</p>

Reservkomponenter

	
<p>M52170 Ponto BHX-implantat, 4 mm, med distans, 12 mm</p>	<p>M52171 Ponto BHX-implantat, 4 mm, med distans, 14 mm</p>

Förberedelser bör alltid inkludera planering av reservkomponenter med olika distanslängder för att motsvara hudtjockleken. Överväg om det finns behov av reservkomponenter och instrument för en alternativ procedur.*



Varning

MONO-borren måste alltid användas tillsammans med cannulan. Cannulan fungerar som ett säkerhetsstopp som förhindrar att det borrarade hålet blir djupare än avsett.

Förberedelseguiden ersätter inte kirurgihandboken för Ponto-systemet eller tillägget som inkluderar MONO. Det är viktigt att läsa kirurgihandboken och tillägget för beskrivning av patientindikationer, kontraindikationer och rekommenderade tillvägagångssätt, samt varningar och försiktighetsåtgärder. *Se hela sortimentet i Ponto™ System Product Catalogue. Produkttillgängligheten kan variera beroende på område.