

MA 28

Audiometría de conducción aérea (CA) y conducción ósea (CO) portátil

Un audiómetro de tamizaje y de diagnóstico en cualquier lugar que lo necesite

Resumen de Características

- Compacto y portátil con asa integrada
- Compartimento integrado para almacenar accesorios
- Amplia pantalla LED a color para una operación sencilla
- Ajustes personalizables para la configuración de las pruebas de conducción aérea y ósea
- Estímulo de tono puro y de gorjeo (pulsado y continuo)
- Enmascaramiento de ruido de banda estrecha y de ruido blanco
- Prueba automatizada de Hughson-Westlake incluida
- Módulo de Audiometría para una gestión de datos sencilla que se puede conectar con la base de datos de pacientes de MAICO o con NOAH

Gama completa de opciones de prueba de tono puro

Con la capacidad de realizar mediciones de CA y CO, el MA 28 es su dispositivo ideal para pruebas de la audición, independientemente de que usted se encuentre en una clínica o en operaciones de campo. Podrá seleccionar varias opciones de estímulo al presionar un botón y podrá beneficiarse de la prueba automatizada de Hughson-Westlake. Las intensidades de la señal van de $-10 \text{ dB}_{\text{HL}}$ a $110 \text{ dB}_{\text{HL}}$. A fin de garantizar resultados de prueba precisos, el MA 28 ofrece conducción ósea con enmascaramiento.

Audiometría desde cualquier lugar

Lleve el MA 28 a cualquier lugar con confianza y estilo. Diseñado para ser portátil, el estuche ligero con asa integrada y compartimento de almacenamiento protege al MA 28 y sus accesorios en todo lugar.

Unión entre tradición e innovación

Una pantalla LED a color de 11 cm y perillas de control grandes permiten que el ajuste de la frecuencia y de los niveles de audición sea sencillo y cómodo. Todo lo que usted hace mientras realiza las pruebas es rápido e intuitivo.



Datos técnicos

Señales de Prueba	Tono puro y de gorjeo (pulsado y continuo)
Frecuencias de Prueba	125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz
Pasos	5 o 1 dB
Rango del nivel de audición de CA	-10 dB _{HL} a 110 dB _{HL}
Rango del nivel de audición de CO	-10 dB _{HL} a 80 dB _{HL}
Ruido de Enmascaramiento	Banda estrecha y ruido blanco
Prueba Especial	Prueba automatizada de Hughson-Westlake

GENERAL

Dimensiones	38 cm x 27 cm x 14 cm
Peso	1,8 kg
Almacenamiento	Compartimiento integrado
Pantalla	Pantalla LED a color de 11 cm
Conexión a la PC	USB
Idiomas	Inglés, Alemán, Español, Francés e Italiano
Fuente de Alimentación	100 VCA a 240 VCA; 50 Hz a 60 Hz

NORMAS

Clase IIa, conforme a la directiva de dispositivos médicos 93/42/EEC
IEC 60601-1, ES 60601-1/A2, CAN/CSA-C22.2
Partes aplicadas N.º 60601-1 Clase II, Tipo B
IEC 60645-1 / ANSI S3.6 Tipo 3



COMPONENTES ESTÁNDAR

- Audifonos DD45
- Conductor óseo B71
- Interruptor de respuesta del paciente
- Fuente de alimentación
- Cable USB
- Bloc para audiogramas
- Manual de operación
- Guía de uso rápido
- Software de administración del paciente

TRANSDUCTORES OPCIONALES

- Audifonos DD450



Componentes estándar



Dispositivo MA 28



Audifonos DD45



Conductor óseo B71



Interruptor de respuesta del paciente

Transductor opcional



Audifonos DD450

MAICO Diagnostics

10393 West 70th Street
Eden Prairie, MN 55344, USA

Tel.: (888) 941-4201
Fax: (952) 903-4100

info@maico-diagnostics.com
www.maico-diagnostics.com

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO: Esta garantía es extendida por MAICO al comprador original del instrumento a través del Distribuidor de quien se adquirió. La garantía cubre defectos de material y mano de obra por un período de un año desde la fecha de la facturación del instrumento al comprador original. Los accesorios que fueron comprados a MAICO en el mismo del instrumento poseen una garantía de un año desde la fecha de su facturación. Para obtener información adicional, contacte a su Distribuidor MAICO.